

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) Summary Data



Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

Explanation of The Export License

To whom it may concern

According to the No.12 Government Notice published by MOC, GAC and NMPA, CCCMHPIE announced the list of companies which were permitted to export novel coronavirus diagnostic products, Hotgen is in the list as aforesaid.



The screenshot shows the website of the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) China Pharmaceutical and Health Products Import and Export Association (CCCMHPIE). The page displays a table with one entry:

10	北京热景生物技术股份有限公司 Beijing Hotgen biotech Co., Ltd.	91110115777090586H	欧盟CE
----	--	--------------------	------


Beijing Hotgen biotech Co., Ltd.




目录

(Contents)

1、产品彩页 (Product Brochure)	1-2
2、公司介绍 (Company Profile)	3
3、符合性声明 (Declaration of Conformity)	4
4、CE 回执 (CE Receipt)	5-9
5、英国MHRA注册确认回执 (MHRA Registration Confirmation Rreceipt).....	10-12
6、产品照片 (Product Photos)	13
7、包装信息 (Packing Information)	14
8、检测灵敏度 (The Sensitivity of Test)	15
9、航空鉴定书 (Certification for Safe Transport of Chemical Goods)	16
10、ISO13485 认证 (ISO13485 Certificate)	17
11、企业资质 (Enterprise Qualification)	18-20



Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)



Product Features

- High Accuracy, Specificity and Sensitivity ●
- No need instrument, get results in 15 minutes ●
- Room temperature storage ●
- Sample : Human Anterior Nares Swab ●
- Detect the presence of viral proteins ●
- Identify acute or early infection ●

Clinical Performance

(Disease Course 5-7 Days)

Sensitivity: 95.37%; Specificity: 99.13%; Accuracy: 97.31%.



Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test(Colloidal Gold)


Specimen Requirements

1 Sample collection

Gently insert the entire soft tip of the swab into one nostril for 1.5cm until you feel a bit of resistance.


Using medium pressure, rub the swab slowly in a circular motion around the inside wall of your nostril 4 times for a total time of 15 seconds.

Repeat the same process with the same swab in the other nostril.



2 Sample treatment

The swab after sampling is soaked below the liquid level of the sample extraction buffer. Rotate and press 3 times. The swab soaking time is not less than 15s.



The swab head is pressed, then take out the swab and tighten the sampling tube.



3 Sample preservation

The treated sample should be tested within 1h.

Test Procedure



Place the test cassette, sample extraction buffer at room temperature for 15-30 minutes, and equilibrate to room temperature (10-30 C).



Open the aluminum foil pouch of the test cassette, place the test cassette on a flat surface.




Add 4 drops of the treated sample into the sample well of the test cassette. (In case of chromatographic abnormalities, extra add 1-2 drops of the treated sample accordingly.) Incubate at 10-30 C for 15 minutes.




Observe the results after incubate at 10-30 C for 15 minutes. The result after 30 minutes is invalid.


Interpretation of result



Positive



Negative



Invalid

Clinical Performance

This study enrolled a total of 223 human anterior nasal swab specimens, of which 108 were positives for RT-PCR Test, 115 negatives for RT-PCR Test; As for data collection of the corresponding RT-PCR Test results.

Assessment system Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)	Reference system (clinical diagnostic results)		
	Positive(+)	Negative(-)	Total
Positive(+)	103	1	105
Negative(-)	5	114	118
Total	108	115	223

Sensitivity: 95.37%; Specificity: 99.13%; Accuracy: 97.31%.

Product information

Product name	Test samples	Specifications	Storage conditions
Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)	Human Anterior Nares Swab	1T/kit, 5T/kit, 20T/kit, 40T/kit	4-30 C

Company Profile

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. (abbreviated as Hotgen Biotech, stock code: 688068) was established in June 2005, which is a high-tech enterprise focusing on the research& development, manufacture and sales of medical and public safety inspection products of in vitro diagnostics (IVD) in the field of biomedicine, as well as landed on the China Sci-Tech innovation board (STAR Market) in September 2019.

After several years of Research& development, Hotgen Biotech has developed an in vitro diagnostic reagent bioactive raw material development platform, a sugar chain abnormal protein detection (sugar capture) R&D technology platform, a Magnetic particles chemiluminescence R&D technology platform, a Up-converting Phosphor R&D technology platform, and a colloidal gold immune layer, The eight major technology platforms, such as the precipitation R&D platform, enzyme-linked immunoassay R&D technology platform, molecular diagnostics R&D platform, and instrument R&D technology platform, form a closed-loop system for in vitro diagnostic R&D and production. Hotgen Biotech has established a complete full level immunodiagnostic technology platform, from high-precision Up-converting Phosphor POCT (UPT series) to small, medium and large single- cartridge chemiluminescence platforms (MQ60 series), and then to large-scale full-automatic chemiluminescence Platform (C2000), which realizes the application of the immune diagnostic platform in the field of full diagnostic scenarios. Supporting products are widely used in the clinical and public safety fields. Specific users include hospitals at all levels, township health centers, third-party testing centers, and medical institutions, as well as medical and health institutions, as well as disease control centers, public security, fire protection, military, ports, food and medicine. Supervision, food and feed enterprises and other public safety fields.

Hotgen Biotech has won the second prize of the National Technology Invention Award, the Gold Medal of Independent Innovation, and the second prize of the Chinese Medical Science and Technology Award; In 2018, Hotgen Biotech was awarded the second prize of the "Technical Invention Category of China Rare Earth Science and Technology Award" by the China Rare Earth Society; Top 100 Private Scientific and Technological Innovations "and" Top 100 Medical Enterprises of the Future "; and" Postdoctoral Scientific Research Workstation "; major science and technology projects in the 12th and 13th five years, 863 plan, science and technology projects of the Beijing Science and Technology Commission, and Zhongguancun High Precision The project's major cutting-edge original technological achievements transformation and industrialization projects.

In the face of the COVID-19 epidemic situation, Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd has organized R&D developed a variety of Covid-19 detection reagents, including Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Up-converting Phosphor Immunochromatographic Technology), Coronavirus disease(COVID-19) Antibody Test (Colloidal Gold), Coronavirus disease(COVID-19) IgM/IgG Antibody Rapid Test (Colloidal Gold), Novel Coronavirus 2019-nCoV Antibody Test (Up-converting Phosphor Immunochromatographic Technology), Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Neutralizing Antibodies Test (Colloidal Gold), Coronavirus disease(COVID-19) Nucleic Acid Test Kit (PCR-Fluorescent Probe Method), Disposable virus sampling tube, Nucleic acid Automatic Purification System, Nucleic acid extraction reagent, Biological Sample Releaser kit, etc.It is imperative to fight the epidemic Helping the global fight against epidemics!

Since its establishment, the company has continuously grown its business and has now achieved group development. At present, Hotgen (Langfang), Hotgen (Jilin), Weikekang Technology, Shunjing Biological and many other subsidiaries have been established. Hotgen Biotech marketing and service network has covered all regions of the country. Each province is equipped with professional technical service engineers, academic engineers, etc. who are responsible for pre-sales and after-sales work to meet customer needs. The company takes "developing biotechnology and benefiting human health" as its mission, "quality determines the company's life and death, customers determine the company's success or failure, talents determine the company's rise and fall, innovation determines the company's future" as its core values, and "tests because of me advanced" as its philosophy , High ambitions, technological entrepreneurship, and industrial prosperity!

Declaration of Conformity

Manufacturer:

Name: Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd

Address: 9th building, No.9 Tianfu Street, Biomedical Base,Daxing District, Beijing,
102600, P.R.China

European Representative:

MedNet GmbH

Borkstrasse 10,48163 Muenster,Germany

Product Name:

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Up-converting Phosphor Immunochromatographic Technology)

Classification : **Others of ANNEX II of IVDD**

Conformity Assessment Route: **Annex III**

We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

General applicable directives:

In Vitro Diagnostic Medical Devices DIRECTIVE 98/79/EC

Harmonized standards:

EN ISO 13485:2016, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 14971:2012,EN 13975:2003,
EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011,EN 13612:2002,EN ISO 17511:2003,
EN ISO 23640:2015, EN 13641:2002,EN 13975:2003, EN 62366:2008



Signature: *Lin Changqing*

Name: Lin Changqing

Title: General manager

Place: Beijing,China.

Date of Issue: Aug 27, 2020

Allgemeine Anzeigepflicht nach §§ 25 und 30 Abs. 2 MPG
General Obligation to Notify pursuant to §§ 25 and 30 (2) Medical Devices Act, MPG

Formblatt für In-vitro-Diagnostika / Form for In Vitro Diagnostic Medical Devices

Zuständige Behörde / Competent authority	
Code DE/CA22	
Bezeichnung / Name Bezirksregierung Münster, Dezernat 24	
Staat / State Deutschland	Land / Federal state Nordrhein-Westfalen
Ort / City Münster	Postleitzahl / Postal code 48143
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Domplatz 36	
Telefon / Phone +49-251-4110	Telefax / Fax +49-251-4112525
E-Mail / E-mail mitteilungen-dimdi@brms.nrw.de	

Anzeige / Notification	
Registrierdatum bei der zuständigen Behörde Registration date at competent authority 26.02.2021	Registriernummer / Registration number DE/CA22/419-1848.2-IVD
Rechtsgrundlage / Legacy basis <input checked="" type="checkbox"/> Medizinprodukte (98/79/EG) / German Medical Device Act (98/79/EG) <input type="checkbox"/> Verordnung (EU) 2017/746 (IVDR) / Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)	
Typ der Anzeige / Notification type <input type="checkbox"/> Erstanzeige / Initial notification <input checked="" type="checkbox"/> Änderungsanzeige / Notification of change <input type="checkbox"/> Widerrufsanzeige / Notification of withdrawal	
Frühere Registriernummer bei Änderungs- und Widerrufsanzeige Previous registration number if notification has been changed or withdrawn DE/CA22/419-1848.1-IVD	
Anzeigender nach § 25 MPG / Reporter pursuant to § 25 Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Hersteller / Manufacturer <input checked="" type="checkbox"/> Bevollmächtigter / Authorised Representative <input type="checkbox"/> Einführer / Importer <input type="checkbox"/> Verantwortlicher für das Zusammensetzen von Systemen oder Behandlungseinheiten nach § 10 Abs. 1 und 2 MPG \ Assembler of systems or procedure packs pursuant to § 10 (1) and (2) Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (aufbereiten) nach § 25 Abs. 1 MPG i. V. m. § 4 Abs. 2 MPBetreibV Institution (processing) pursuant to § 25 (1) Medical Devices Act, MPG in connection with § 4 (2) MPBetreibV <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (sterilisieren) nach § 25 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 MPG Institution (sterilizing) pursuant to § 25 (2) in connection with § 10 (3) Medical Devices Act, MPG	

Anzeigender / Reporting organisation (person)	
Code DE/0000012115	
Bezeichnung / Name MedNet GmbH	
Staat / State Deutschland	Land / Federal state Nordrhein-Westfalen
Ort / City Muenster	Postleitzahl / Postal code 48163
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Borkstrasse 10	
Telefon / Phone +49-251-32266-0	Telefax / Fax +49-251-32266-22
E-Mail / E-mail ear-admin@medneteuropa.com	

Hersteller / Manufacturer	
Bezeichnung / Name	Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
Staat / State	CN
Ort / City	Beijing
Postleitzahl / Postal code	102600
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. 9th Building, No. 9 Tianfu Street, Biomedical Base, Daxing District	
Telefon / Phone	0086-10-50973600
Telefax / Fax	
E-Mail / E-mail	

Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte nach § 30 Abs. 2 MPG 9) Safety officer for medical devices pursuant to § 30 (2) Medical Devices Act, MPG	
Bezeichnung / Name	Nicole Böhnisch
Staat / State	Deutschland
Land / Federal state	Nordrhein-Westfalen
Ort / City	MÜNSTER
Postleitzahl / Postal code	48163
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. Borkstrasse 10	
Telefon / Phone	+49-251-32266-0
Telefax / Fax	+49-251-32266-22
E-Mail / E-mail info@medneteuropa.com	

Vertreter / Deputy (optional)	
Bezeichnung / Name	Kristin Zurlinden
Telefon / Phone	+49 251 32266 0
Telefax / Fax	+49 251 32266 22
E-Mail / E-mail info@medneteuropa.com	
<input type="checkbox"/> Erstanzeige / Initial notification <input checked="" type="checkbox"/> Änderungsanzeige / Notification of change	

In-vitro-Diagnostikum / In vitro diagnostic medical device	
Klassifizierung / Classification	<input type="checkbox"/> Produkt der Liste A, Anhang II / Device of List A, Annex II <input type="checkbox"/> Produkt der Liste B, Anhang II / Device of List B, Annex II <input type="checkbox"/> Produkt zur Eigenanwendung / Device for self-testing <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges Produkt / Other device (all devices except Annex II and self-testing devices)
App (Software auf mobilen Endgeräten)	<input type="checkbox"/> ja / yes <input checked="" type="checkbox"/> nein / no
Anzeige nach § 25 Abs. 3 Nummer 3 MPG Notification pursuant to § 25 (3) number 3 Medical Devices Act, MPG	<input checked="" type="checkbox"/> "Neues In-vitro-Diagnostikum / New in vitro diagnostic medical device"
Handelsname des Produktes / Trade name of the device	Hotgen Biotech, CORA CHECK-19
Produktbezeichnung / Name of device	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)
Angabe der benutzten Nomenklatur / Nomenclature used	<input checked="" type="checkbox"/> EDMS-Klassifikation / EDMS Classification <input type="checkbox"/> GMDN
Nomenklaturcode / Nomenclature code	15-04-80-90-00
Nomenklaturbezeichnung / Nomenclature term	OTHER VIRAL ANTIGEN/ANTIBODY DETECTION
Kurzbeschreibung / Short description In Deutsch / In German	<p>Modelle A+B: Dieser Kit wird für die qualitative In-vitro-Bestimmung von neuem Coronavirus-Antigen in menschlichen Nasen- oder Rachenabstrichen verwendet. Er dient zur schnellen Untersuchung von Verdachtsfällen auf neuartige Coronaviren und kann auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäurenachweis in entladenen Fällen verwendet werden.</p> <p>Modelle C+D (Neuartiges Coronavirus 2019-nCoV-Antigentest (kolloidales Gold) - Speichel): Dieser Kit dient zur qualitativen in vitro-Bestimmung des neuen Coronavirus-Antigens im menschlichen Speichel. Er dient zur Schnelluntersuchung bei Verdacht auf neuartige Coronaviren und kann auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäurenachweis in entladenen Fällen verwendet werden.</p> <p>Modell E (SARS-CoV-2-Antigentest (kolloidales Gold): Dieser Kit dient der qualitativen in vitro-Bestimmung von SARS-CoV-2-Antigen in humanen anterioren Nasenabstrichproben. Er dient zur Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf ein neuartiges Coronavirus, kann aber auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäurenachweis in entladenen Fällen verwendet werden.</p>

	<p>In Englisch / In English</p> <p>Models A+B: This kit is used for in-vitro qualitative determination of novel coronavirus antigen in human nasal swabs or throat swabs. It is used as rapid investigation for suspected cases of novel coronavirus can also be used as a reconfirmation method for nucleic acid detection in discharged cases.</p> <p>Models C+D (Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) - Saliva): This kit is used for in vitro qualitative determination of novel coronavirus antigen in human saliva. It is used as rapid investigation for suspected cases of novel coronavirus, can also be used as a reconfirmation method for nucleic acid detection in discharged cases.</p> <p>Model E (SARS-CoV-2 Antigen Test (Colloidal Gold): This kit is used for in vitro qualitative determination of SARS-CoV-2 antigen in human anterior nasal swab samples. It is used as rapid investigation for suspected cases of novel coronavirus, can also be used as a reconfirmation method for nucleic acid detection in discharged cases.</p>
--	---

Zusätzliche Angaben im Falle der In-vitro-Diagnostika gemäß Anhang II und der In-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung / Additional information for Annex II and self-testing in vitro diagnostic medical devices	
	Nummer(n) der Bescheinigung(en) / Certificate number(s)
	<input type="checkbox"/> In übereinstimmung mit den Gemeinsamen Technischen Spezifikationen (für Produkte gem. Anhang II, Liste A) In conformity with Common Technical Specifications (for Annex II List A devices)
	Ergebnisse der Leistungsbewertung Outcome of performance evaluation

Ich versichere, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Ort City	Münster	Datum Date	2021-02-18
		Name	Nicole Böhnisch
			Unterschrift Signature

Bearbeitungsvermerke / Processing notes Nur von der zuständigen Behörde auszufüllen / To be filled in only by the competent authority	
Bearbeiter / Person responsible Frau Silvia Wenge	Telefon / Phone 0251-4115936



**Medicines & Healthcare products
Regulatory Agency**

10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU
United Kingdom

+44 (0) 20 3080 6000
gov.uk/mhra

**Medimap Ltd
2 The Drift
Suffolk
Thurston
IP31 3RT
United Kingdom**

27 February 2021

Dear **Tracey Oakey**

We are pleased to confirm that the application to register or update an existing registration for the following manufacturer, which you submitted on **26 February 2021** has been reviewed:

Application reference: **2021022601194301**

Manufacturer organisation: **Beijing Hotgen Biotech Co Ltd**

Address:

9th Building, No 9 Tianfu Street, Biomedical Base

Daxing District

Beijing

102600

China

Manufacturer registration status: **Registered**

Device(s):

GMDN term	Status	MHRA comment
64787 - SARS-CoV-2 antigen IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid	Registered	
64956 - SARS-CoV-2 immunoglobulin A (IgA)/IgG/IgM antibody IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid	Registered	
65315 - SARS-CoV-2/Influenza A/B antigen IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid	Registered	
65147 - SARS-CoV-2 antigen IVD, kit, chemiluminescent immunoassay	Registered	
65300 - SARS-CoV-2 neutralizing antibody IVD, kit, chemiluminescent immunoassay	Registered	

Please note this letter does not represent any form of accreditation, certification or approval by the UK Competent Authority.

If you stop placing devices on the market or if you are not complying with the Regulations, you should inform us so that we can amend our records. You should be aware that it is an offence to place on the market UKCA or CE marked devices that do not comply with the regulations.

Please inform us of the following chargeable changes:

1. **company/organisation information e.g. name and address**
2. **additional devices (GMDN code or term)**

Please also use the Devices Online Registration Database (DORS) to tell us of the following changes e.g. removal/discontinuation of a device (GMDN) or product from your registration record, change of contact person, telephone number and/or email address, for which payment of our statutory fee does not apply.

Please note that the name and address of manufacturer, UK Responsible Person or Authorised Representative (Northern Ireland only) and devices that have been registered will be published on our [Public Access Registration Database](#) (PARD). This applies to non-in vitro diagnostic devices only.

The account number for your company/organisation is **0000012377**.



Yours sincerely,



Ngozi Onyeukwu
Device registrations service
Devices division
MHRA

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Product Photos



前鼻腔抗原胶体金检测试剂包装信息
Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test(Colloidal Gold)
Packing Information

产品名称 Product name	规格/盒 Specifications	单位 Unit	单位包装毛重 Gross weight per unit package
Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)	1T	盒/kit	0.033 kg/盒 0.033 kg / kit

前鼻腔抗原胶体金试剂盒出口包装箱 Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) Export Packing Cartons							
包装箱 / 盒 Packing Carton/ box	长 length cm	宽 Width cm	高 height cm	每箱装盒 数量 Kit quantity per carton	单盒试剂 净重 Net weight of single kit	整箱净重 Net weight of the whole carton	抛重 Throwing weight
纸箱 carton	71	40	39	320盒 320kits	0.033 公斤 0.033 kg	10.56公斤 10.56 kg	18.5-19公 18.5-19 kg

Sensitivity verification of Novel Coronavirus 2019-nCoV

Antigen Test (Colloidal Gold)

Purpose

Use inactivated new coronavirus to evaluate the sensitivity of Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Experimental Materials

1. 1 batch of colloidal gold test paper;
2. Inactivated virus: 10^5 pfu/mL.

Experimental steps

Sample: Mixing ratio of sample diluent

Concentration number	Virus content in sample (pfu/mL)	Sample: Mixing ratio of sample diluent
1	0	1: 9
2	10^2	1: 9
3	2.5×10^2	1: 9
4	5×10^2	1: 9
5	10^3	1: 9
6	10^4	1: 9

1. After mixing the sample and diluent, incubate at room temperature for 1 min.
2. Take 100 μ L of sample and observe the result after 15min reaction.

Test results

Concentration number	Virus content in sample (pfu/mL)	Sample: Mixing ratio of sample diluent	Result
1	0	1: 9	-
2	10^2	1: 9	\pm
3	2.5×10^2	1: 9	+
4	5×10^2	1: 9	+
5	10^3	1: 9	++
6	10^4	1: 9	+++

In conclusion

Colloidal gold experiment results: 10^2 pfu/mL has a shallow band, negative without background, the sensitivity is 2.5×10^2 pfu/mL.

The Key laboratory of Biological Emergency
and Clinical POCT (Beijing)
Aug. 17th, 2020



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0126

page 1 of 3 Pages

空运货物运输条件识别报告书

Certificate for Safe Transport of Air Cargo



证书编号: BN2009720700750002
物品名称: 新型冠状病毒(2019nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)
Name of Goods: NOVEL CORONAVIRUS 2019-nCoV ANTIGEN TEST (COLLOIDAL GOLD)
签发日期: 2020-09-23
委托单位: 北京热景生物技术股份有限公司
Applicant:

北京信诺递捷运输咨询有限公司

SINO-Dangerous Goods Transportation Consultant Ltd.

电话: 010-64589142

网 址: www.chinasdg.cn

传真: 010-64580462

E-mail: public@chinasdg.cn

地址: 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街九号林吉大厦B505室

邮编: 101300

对外贸易经营者备案登记表

备案登记表编号: 01716790

统一社会信用代码: 91110115777090586H
进出口企业代码: _____

经营者中文名称	北京热景生物技术股份有限公司		
经营者英文名称	Beijing Hotgen Biotech Co.,Ltd.		
组织机构代码	_____	经营者类型 (由备案登记机关填写)	股份有限公司
住 所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢		
经营场所 (中文)	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢		
经营场所 (英文)	9th Building, No.9 Tianfu St. Biomedical Base, Daxing, District, Beijing, China		
联系电话	010-56528860	联系传真	010-56528861
邮政编码	102600	电子邮箱	li.han@hotgen.com.cn
工商登记注册日期	2005-6-23	工商登记注册号	_____

依法办理工商登记的企业还须填写以下内容


企业法定代表人姓名	林长青	有效证件号	352202197609261014
注册资金	肆仟伍佰万元	(折美元)	

依法办理工商登记的外国(地区)企业或个体工商户(独资经营者)还须填写以下内容

企业法定代表人/个体工商户负责人姓名	有效证件号
企业资产/个人财产	(折美元)

备注 地址、变更, 原证号01224263 名称、经营者类型、注册资金变更 原证号01224414	
---	--

填表前请认真阅读背面的条款, 并由企业法定代表人或个体工商户负责人签字



2016 年 07 月 29 日

医疗器械生产许可证

许可证编号：京食药监械生产许20070010号

企业名称：北京热景生物技术股份有限公司

生产地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢

法定代表人：林长青

生产范围：
2002版分类目录：II类：II-6840-3免疫分析系统，II-6840体外诊断试剂 III类：III-6840-3免疫分析系统，III-6840体外诊断试剂***

企业负责人：林长青

2017版分类目录：II类：II-22-04免疫分析设备 III类：III-22-15检验及其他辅助设备***

住 所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢

发证部门：



有效期限：至 2024 年 08 月 15 日

发证日期：2020 年 01 月 10 日

国家药品监督管理局制

印刷流水号NO: 0004196

